



ESV-935 Ventilator



- Ventilateur classique de transport d'urgence
- à commande pneumatique, control pneumatique
- avec mode A/C et déclenchement en pression
- avec alarme de pression
- concentration d'oxygène réglable
- Approprié à adulte et pédiatrique
- tuyau de raccordement simple, gain de temps
- compact et portable
- peut être utilisé à des services d'urgence, d'urgence des hôpitaux, des cliniques et des inter-service du patient



Technical Specification

Specification

Assist / contrôle (A / C)
manuel
fonction d'aspiration

Paramètre

MV :3-20L / min (utilisé dans 60%)
3-14L/min (utilisée dans 100%)
fréquence respiratoire :10-60bpm
Rapport I: E: 1:2
Fio₂: 60%, 100%
la sensibilité de déclenchement: la pression, la pression, -3cm H₂O

Données techniques

alimentation en gaz: O₂ ,0.25-0,6MPa
la pression à sécurité maximale: 8kPa
conformité: 4 ml / 100 Pa
bruit: 65dB (A)
Dimensions (H, W, D): 377 * 110 * 142mm
poids: 2,4kg

