



# Ligne ESZC

## Analyseurs ESR/HCT automatiques



LABORATOIRE

# Ligne ESZC

## Analyseurs ESR/HCT automatiques



- Grand écran de 6,5 pouces, affichage en temps réel de l'état de tous les canaux
- Fonctions de piste, balayage et test de la surface du liquide de l'échantillon
- Fonctions de test ESR et HCT séparées
- Fonction d'alarme buzzer après le test
- Fonction de test combinée ESR et HCT
- Affichage dynamique de la courbe ESR et fonction d'impression
- Conversion automatique ESR, fonction équation valeur K
- Fonction de test d'ESR Vm et Tm
- Fonction de test du temps de stagnation avant la sédimentation érythrocytaire
- Fonction de requête et d'impression pour les résultats des tests singles et par lot
- Rapport des résultats d'essai et fonction de transmission des données

Modèle	ESZC-30	ESZC-60	ESZC-100
Sites d'échantillonnage (trous)	30	60	100
Vitesse du test ESR (Test / h)	60	120	200
Vitesse du test HCT (Test/h)	4300	8600	15000
Sang	1.6 ml	1.6 ml	1.6 ml