

# ESF SPHYGMOMANOMETERS

## **ESF8-301/00 MERCURY SPHYGMOMANOMETER**

Range 0-300 mm/Hg, high precision mercury apparatus in dye cast aluminum case, LIGHT BLUE PAINTED.

Glass tube of excellent precision.

Easy to read anodized graduation plate.

All metal parts chrome-plated, with mercury locking device complete with adult velcro cuff and metal ring

Available in different colors

## **ESF8-303/00 MERCURY SPHYGMOMANOMETER with STHETOSCOPE**

## **ESF8-301/00 TENSIOMETRE A MERCURE DE TABLE**

Graduation de 0 à 300 mm/Hg. Tube en verre.

Appareil à mercure en boîtier aluminium PEINT EN BLEU.

Lecture simple de l'échelle anodisée.

Entièrement construit en pièces métalliques nickelées.

Robinet de sécurité pour le mercure. Brassard velcro.

Disponibles dans différents couleurs

## **ESF8-303/00 TENSIOMETRE A MERCURE DE TABLE avec STHETOSCOPE**



## **ESF8-330/10 ANEROID SPHYGMOMANOMETER**

Range 0-300 mm. Accuracy +/- 3 mm.

Manometer NON STOP PIN.

Adult velcro cuff and metal ring.

Standard model in vinyl zipper case

## **ESF8-330/10 TENSIOMETRE ANEROIDE**

Graduation de 0 à 300 mm.

Graduation +/- 3 mm.

Manomètre "NON STOP PIN".

Brassard velcro.

Livré en pochette vinyle.

## **ESF8-346/00 ABS PALM TYPE SPYGMOMANOMETER**

Antishock ABS case manometer  $\varnothing$  60 mm.

Range 0-300 mm. Accuracy +/- 3 mm.

Manometer with NON STOP PIN .

Easy left-hand or right-hand operation.

Adult velcro cuff with metal ring.

Standard model in vinyl case

## **ESF8-346/00 ABS TENSIOMETRE MONOPOIRE**

ABS antichoc GRAND CADRAN  $\varnothing$  60 mm.

Graduation de 0 à 300 mm. Précision +/- 3 mm

Manomètre standard NON STOP PIN.

Adaptation facile pour gaucher.

Brassard velcro adulte.

Livré en pochette vinyle.





**ESF8/348/00 ABS PALM TYPE SPYGMOMANOMETER**

Manometer  $\varnothing$  60 mm. Double tube inflating system.  
Range 0-300 mm. Accuracy +/- 3 mm.  
Manometer with NON STOP PIN.  
Easy left-hand or right-hand operation.  
Adult velcro cuff with metal ring.  
Standard model in vinyl case

**ESF8/348/00 ABS TENSIOMETRE MONOPOIRE**

GRAND CADRAN  $\varnothing$  60 mm.  
Système de gonflage à régulateur de pression à 2 tubes  
Graduation de 0 à 300 mm. Précision +/- 3 mm.  
Manomètre standard NON STOP PIN.  
Adaptation facile pour gaucher.  
Brassard velcro adulte. Livré en pochette vinyle.

**ESF8-335/00 ANEROID SPYGMOMANOMETER**

Range 0-300 mm.  
Manometer "NON STOP PIN" fixed on the cuff.  
Complete with adult velcro cuff and metal ring.  
Supplied in vinyl zipper case

**ESF8-335/00 TENSIOMETRE ANEROIDE**

Graduation de 0 à 300 mm.  
Manomètre "NON STOP PIN" fixé sur le brassard avec renfort en cuir. Brassard velcro.  
Livré en pochette vinyle.



**ESF8-343/00 ABS PALM TYPE SPYGMOMANOMETER**

Antishock ABS case manometer  $\varnothing$  55 mm.  
Range 0-300 mm. Accuracy +/- 3 mm.  
Manometer with NON STOP PIN.  
Easy left-hand or right-hand operation  
Adult velcro cuff with metal ring.  
Standard model in vinyl case.

**ESF8-343/00 ABS TENSIOMETRE MONOPOIRE**

ABS antichoc GRAND CADRAN  $\varnothing$  55 mm.  
Graduation de 0 à 300 mm. Précision +/- 3 mm .  
Manomètre standard NON STOP PIN.  
Adaptation facile pour gaucher.  
Brassard velcro adulte.  
Livré en pochette vinyle.



# ESF MOBIL SPHYGMOMANOMETERS

## ESF8-316/01 SPYGMOMANOMETER ANEROID ON CASTORS

Range 0-300 mm, this apparatus is particularly qualified for operating theatres, consulting and examination rooms and sport centers. Total height 1 m. adjustable, coil tube extendable up to 2 mt. Complete with s.s. basket for cuff. Plastic base with wheels

## ESF8-316/01 TENSIOMETRE ANEROIDE SUR PIEDS

Graduation de 0 à 300 mm.  
Appareil particulièrement adapté pour salle d'opération, cabinet de consultation et d'examen.  
Hauteur totale réglable 1 mètre .  
Cordon extensible à spirales jusqu'à 2 mt.  
Complet avec panier en acier porte-brassard.  
Avec piétement en plastique sur roues



## ESF8-305/10 SPHYGMOMANOMETER ON CASTORS

Range 0-300 mm/Hg, this apparatus is particularly qualified for operating theatres, consulting, examination rooms and sports centres. Total height 1 m, adjustable. With metallic basket for cuff. Base with 5 castors and locking brake.

## ESF8-305/10 TENSIOMETRE A MERCURE SUR PIEDS

Graduation de 0 à 300 mm/Hg. Appareil particulièrement adapté pour salle d'opération, cabinet de consultation et d'examen.  
Hauteur totale réglable 1 mètre, panier métallique porte-brassard.  
Cordon extensible à spirales jusqu'à 2 mt.  
Piétement à 5 branches sur roulettes avec freins.

# ESF WALL SPHYGMOMANOMETERS



## ESF8-310/00 SPHYGMOMANOMETER WALL TYPE

Range 0-300 mm/Hg.

Sphygmomanometer wall type with mercury glass tube, basket for tubing and cuff

## ESF8-310/00 TENSIOMETRE MURAL

Graduation de 0 à 300 mm./Hg.

Tube en verre, brassard velcro, panier porte-brassard.



CODE		
ESF8-117/00	Foir new born	Pour nouveaux nés
ESF8-118/00	For baby	Pour nourrissons
ESF8-119/00	For child	Pour enfants
ESF8-120/00	For adult	Pour adultes
ESF8-123/00	For obebe	Pour obèses
ESF8-125/00	For leg	Pour cuisse

CE



ESSE 3 Via Garibaldi 30  
14022Castelnuovo D.B. (AT)  
tel +39 011 99 27 706  
fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web : [www.4ci.com](http://www.4ci.com)

