

FAUTEUIL DE RELAXATION **ESF-150/550**

Les fauteuils de relaxation sont équipés d'un mécanisme permettant au dossier de s'abaisser alors que le repose-pieds se relève. La position ainsi adoptée par le corps favorise la circulation du sang. Un tel traitement est particulièrement indiqué pour lutter contre les jambes gonflées et permet de défatiguer plus facilement les jambes et le dos. Les fauteuils de relaxation sont équipés d'un dispositif lève-personne permettant à ceux qui éprouvent des difficultés de déambulation de se lever sans problème et de se mettre en position debout. Le confort exceptionnel et le soin accordé au choix des matériaux vous permettront de jouir des avantages de ces fauteuils et d'en apprécier toutes les caractéristiques bénéfiques.

Equipé de 4 roues pour en faciliter le déplacement.

Tissu et rembourrage auto extinguible type BS5852 conformément aux normes de sécurité britanniques.

MOUVEMENTS : mouvement simultané du dossier et du repose-pieds, actionné par un moteur électrique en plus d'un dispositif lève-personne.



ESSE 3 Via Garibaldi 30
14022Castelnuovo D.B. (AT)
tel +39 011 99 27 706
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web : www.esse3-medical.com

