



&) \$E

A UhY' Ug' Ubh! YgWUff Yg
{ 'Vi ``Yg'XfUJf



MOBILIER MEDICAL

250E

Matelas anti-escarres à bulles d'air



Cod. 250E



Cod. Q1-02

Le 250E est un matelas anti-escarres à bulles d'air équipé d'une pompe à cycle alterné et d'un dispositif de réglage. Ce matelas est utilisé pendant les traitements de longue durée et pour les soins à domicile. L'utilisation régulière du matelas évite la formation d'escarres. Simple à installer et à utiliser. Réalisé en PVC robuste, ce matelas résiste aux piqûres accidentelles. Formé de 130 cellules à bulles avec hauteur de 6,5 cm et particulièrement confortable. Le matelas est entièrement lavable. Pompe équipée de deux crochets qui peuvent être fixée au pied du lit.

Cod.	Descr.
250E	Matelas
Q1-02	Pompe
250E + Q1-02	Matelas + pompe
AJ110102	KIT DE réparation
16B01103	Set de tubes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

250E	
Dimensions	1900 X 890 X 63 (H) MM
HAUTER minimale	6,3 CM
Porté	100 KG
Q1-02	
Alimentation	230V/50 HZ - 230 V / 60 HZ
Pression réglable	de 40 à 90 mmHg
Sortie d'air	4,5 l/min
Durée d'un cycle	~6 mn/50Hz ~5 mn/60Hz
Dimensions	280 x 130 x 85 mm
Poids	1,1Kg
Câble d'alimentation	3 m



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

