



EST-95

*Table d'Opération
Hydraulique Universelle*



BLOC OPERATOIRE



EST-95

Table d'Opération Hydraulique Universelle

CARACTÉRISTIQUES:

- Conception spéciale pour un fonctionnement polyvalent.
- L'élévation de la table est contrôlée par un système hydraulique.
- La table peut pivoter à 360°.
- Le dossier est contrôlé par un vérin à gaz.
- Le rail latéral est réalisé en acier inoxydable 304.
- Les accessoires et les clamps sont réalisés en acier inoxydable 304.
- La base de la table est couverte d'acier inoxydable 304.
- Fonction d'élévation rénale intégrée à forme "^^".
- Fonction de freinage par pédale.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

- Longueur de la table: 195cm
- Largeur de la table: 50cm
- Élévation de la table: 74 - 103cm
- Inclinaison latérale: +27° / -27°
- Trendelenburg / Anti-Trendelenburg: +30° / -22°
- Inclinaison verticale du dossier: +60° / -20°
- Inclinaison verticale de l'appuie-tête: +15° / -90°
- Inclinaison verticale des sections jambes: +15° / -90°
- Inclinaison verticale du siège: +20° / -20°

ACCESSOIRES STANDARD:

- Arceau d'anesthésie: 1 set
- Épaulières: 1 paire
- Pont rénale: 1 paire
- Appui-bras: 1 paire
- Porte jambes: 1 paire
- Matelas: 1 set

ACCESSOIRES EN OPTION:

- Sangles de fixation: pc
- Poignées: paire
- Appuie-tête à forme "U": set
- Appuie-bras réglable soulevée: set
- Plan transparent aux rayons X: set
- Seau de contamination: set



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

