



# ESF5-35/xx

Aspirateur pour chirurgie mineure



BLOC OPERATOIRE



# ESF5-35/xx

## Aspirateur pour chirurgie mineure

Aspirateur pour chirurgie mineure, à usage professionnel avec moteur puissant à double piston. Idéal pour traitements opératoires. Boîtier en ABS antichoc, léger et facile à nettoyer. Livré avec bocal stérilisable avec soupape de trop-plein. Régulateur d'aspiration avec vacuomètre. Filtre usage unique, ESF5-0016. Jeu de tuyaux ESF5-00075.



**Cod. ESF5-35/00**

### Caractéristiques techniques

Dimensions	450 x 150 x 280 (H) mm
Poids	4,5 kg
Alimentation	230V/50-60Hz 60VA (0,26A) 110V/60Hz 64VA (0,58A) en option
Débit	46 l/min
Vide maximum	0,80 bar - 600 mmHg / -80 kPa
Bruit	0,80 bar - 600 mmHg / -80 kPa

Cod. <b>ESF5-35/00</b>	Version avec 1 bocal de 1 litre
Cod. <b>ESF5-35/40</b>	Version avec 2 bocaux de 1 litre
Cod. <b>ESF5-35/60</b>	Version avec 2 bocaux de 2 litres

### En option

Cod. <b>ESF5-35/xx/P</b>	Version version compatible au pédale
Cod. <b>ESF5-35/xx/P</b>	Version version compatible au pédale et avec pédale



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

