

ESF5-60 SERIE SURGICAL ASPIRATORS

CE
0123



ESF5-60 SERIE SURGICAL ASPIRATORS

ASPIRATEURS DE CHIRURGIE

Mobile suction machine for professional use, with powerful double piston motor.

ABS anti-shock case.

Four castors, two of which with brakes.

High vacuum 800 mm/Hg.

Vacuum gauge for the control of vacuum.

Vacuum regulation.

Two jars, 2 lt. capacity made of Makrolon autoclavable.

Each jar with double security valve.

Independent double receiver jar.

Filter disposable.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Suction power : 70 lt./min.
- Maximum vacuum : 800 mm/hg.
- Power consumption: 160 W
- Two safety fuse
- Voltage: 230V - 50/60 Hz
- Size: 420x460x480 (H) mm
- Weight: 13,0 kg

Aspirateur mobile à usage professionnel avec moteur puissant a double piston.

Boîtier en ABS antichoc.

Équipé avec quatre roulettes, dont 2 avec freins.

Vide maximum 800 mm/Hg.

Manomètre de contrôle de vide.

Régulateur de dépression.

Deux bocal 2 lt. en Makrolon, autoclavables.

Chaque bocal est équipé d'une double valve de sécurité.

Fonctionnement autonome de chaque bocal.

Filtre usage unique,

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance d'aspiration : 70 lt./min.
- Aspiration maximum: 800 mm/hg.
- Puissance absorbée: 160 W
- Deux fusibles de sûreté.
- Alimentation: 230V - 50/60 Hz
- Dimensions: 420x460x480 (H) mm
- Poids: 13,0 kg

SURGICAL TRAY



Available with :

- Double jar 2x2 lt
- Double jar 2x4 lt

Optional accessories

- Antistatic wheels
- Pneumatic footswitch
- Suction curette
- Internal rechargeable battery interne

Disponibile avec :

- Double bouteille 2x4 lt
- Double bouteille 2x4 lt

Accessoires optionnels

- roues antistatiques
- Pédale pneumatique
- Sonde aspiration
- Batterie interne rechargeable



ESSE 3 Via Garibaldi 30
14022Castelnuovo D.B. (AT)
tel +39 011 99 27 706
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web : www.esse3-medical.com

