



ESV Line

Ghff]`]gUhYi fg'{'`J UdYi f'
J YfhjWU Yg



STV F =@G5 H=C B

ESV Line

..Ghf f]]gUH Yi fg {` J Ud Yi f` J Yfh]W Yg

Introduction

Applicable aux instruments et dans les usines de tissus, de caoutchouc, de verrerie et liquide dans les hôpitaux communautaires, dans les cliniques et dans les autres établissements médicaux. Classe S.

Technologie de contrôle par micro-ordinateur.

Affichage de la dynamique du processus de stérilisation graphique, affichage LED de la température de la chambre, du temps et du code erreur.

Equippé de programmes de stérilisation d'instrument emballé et non, de pansements, de caoutchouc et de fluides.

Fonction épuisante pulsé dynamique qui épuise totalement l'air froid de la chambre afin de garantir la saturation de la vapeur.

Fonction de chauffage de la chambre et de la chaleur sèche pour améliorer efficacement l'effet de séchage après la stérilisation. Réservoir d'eau intégré, circulation intérieure de la vapeur et de l'eau.

Dispositif de protection automatique de surchauffage, verrouillage de sécurité de la porte, soupape de surpression, protection de court-circuit, protection contre la surpression et le couvercle pour isoler la porte. Imprimante optionnelle.



Caractéristiques principales

Pression pré réglée: 0.28MPa

Pression de travail max.: 0.23Mpa

Température d'isolation: 40~60°C

Température pré réglée: 150°C

Plage de température: 105~136°C

Plage du temps de stérilisation: 0~60 min

Précision d'affichage de la température: 0,1°C

Matériel de la chambre: acier inox 06Cr19Ni10



Panneau de Contrôle



Panier



Seau en option

Caractéristiques techniques

Cod.	ESV-50	ESV-80	ESV-100	ESV-200
Volume	50 Litres	80 Litres	100 Litres	200 Litres
Dimensions chambre	Ø316x667mm	Ø386x695mm	Ø386x860mm	Ø500x1050mm
Dimensions totales (LxWxH)	616x476x990mm	570x546x1030mm	688x546x1195mm	700x900x1580mm
Poids net	5kg	75kg	92kg	200kg
Tension	220V	220V	380V	380V
Fréquence	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Puissance	4.2kw	4.2kw	5.5kw	7.5kw
Accessoires standard	2 paniers en acier inoxydable	2 paniers en acier inoxydable	2 paniers en acier inoxydable	2 paniers en acier inoxydable
Accessoires en option	Imprimante et seau	Imprimante et seau	Imprimante et seau	Imprimante et seau