



FICHE TECHNIQUE 

Modèle: ESSE-1515

PC ECG



Caractéristiques

Configuration et fonction standard compris: **ESPD-12**

- Acquisition et enregistrement simultanés de 12 dérivations, solution économique pour ECG 12 canaux
- La transmission des dents bleues entre l'échantillonnage et la boîte de réception permet aux patients de se connecter sans fil pendant un test
- Mesure et interprétation automatique / manuelle
- Base de données pratique basée sur un stockage illimité
- Indicateur de qualité du signal ECG
- Comparaison des rapports ECG
- Fonction d'inversion de plomb
- Boîte d'échantillonnage ECG (DX12)
- Boîte de réception ECG

Option

- Boîte d'échantillonnage sans fil
- Fonction de communication DICOM
- Fonction de communication GDT
- Fonction de communication HL7
- Fonction Holter Manager
- Fonction de gestion des données
- Algorithme de Glasgow
- STRESS BP(Tango M2, English, SunTech)

STRESS ECG Upgrade Package (IEC)

- 1 USB Sentinel
- 1 USB Connection/BNC External ECG Trigger Cable (for Stress test)

Accessoires pour basic ECG

- Câble ECG (φ4mm, connecteur banane, IEC)
- Électrodes d'aspiration précordiales pour adultes (6 PCS / set, assorties au câble ECG φ4mm)
- Électrodes de pince de membre adulte (4 PCS / set, assorties au câble ECG φ4mm)
- Câble de connexion USB (pour connecter le récepteur)

Accessoires pour Stress test

- 1 ceinture (1400 mm * 105 mm)
- 1 câble ECG (style Snap, IEC)
- 1 électrodes adhésives jetables pour adultes (25 PCS / paquet)
- Câble de connexion RS232
- Adaptateur RS232 vers USB et CD de pilotes (HL 340)

Chariot pour épreuve d'effort de stress ESMT-1000

Ordinateur de gestion avec écran couleur LCD 19" et imprimante couleur



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3.dreamgest.com

