



**FICHE TECHNIQUE** 

**Modèle: RUN 2011/T**

**tapis roulant**



## Caractéristiques

Largeur: 70 cm / Longueur: 188 cm / Hauteur: 142 cm / Poids: 145 kgs

Spécifications techniques:

- Sortie RS232 (protocole Trackmaster);
- Vitesse max 20 km / h;
- Vitesse min 0,1 km / h;
- Incrément de vitesse 0,1 km / h;
- Inclinaison Max 22%;
- Inclinaison Min 0%;
- Incrément d'inclinaison 0,5 / 1%;
- Variation électronique de vitesse et d'inclinaison;
- Puissance absorbée à vitesse max 2000 VA;
- Puissance nominale absorbée 1500 VA;
- Bruit <30 DB;
- Conseil amorti;
- Poids maximum de l'utilisateur 150 kg;
- Bouton d'arrêt d'urgence et corde à tirer avec aimant
- Système de ceinture auto-centrant;
- Système de courroie auto-lubrifiant;
- Surface de marche: 140 x 48 cm;
- Transformateur 1700 VA;
- Onduleur 1,5 kw;
- Alimentation 220 ~ 240Vac 50/60 Hz 10Amp;
- Circuit auxiliaire d'inclinaison: 18 Vac;
- Circuit auxiliaire de console: 12 Vdc;
- Puissance moteur (max crête) 5 HP (AC).

Accessoires standards:

- Roues pour le mouvement;
- Équipement de service;
- Mains courantes de grande taille.



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3.dreamgest.com](http://www.esse3.dreamgest.com)

