



7 CA DF 9GG9I F G
8f5-F 89BH5-F 9G



DENTAIRE

COMPRESSEURS D'AIR DENTAIRES



Cod. ES-30

Débit d'air	70L/min
Pression réglable	2 à 8 Bar
Bruit	53 dB
Capacité du réservoir	30L
Consommation électrique	550W - 2,4V
Alimentation	220V AC,50 HZ En option: 220V AC,60HZ ou 110V AC,60HZ
Dimensions	45x45x63 cm
Poids	30kg



Cod. ES-35

Débit d'air	100L/min
Pression réglable	2 à 8 Bar
Bruit	53 dB
Capacité du réservoir	35L
Consommation électrique	840W – 3,7A
Alimentation	220V AC,50 HZ En option: 220V AC,60HZ ou 110V AC,60HZ
Dimensions	52x52x75 cm
Poids	35kg



Cod. ES-45

Débit d'air	140L/min
Pression réglable	2 à 8 Bar
Bruit	53 dB
Capacité du réservoir	45L
Consommation électrique	1100W – 4,4A
Alimentation	220V AC,50 HZ En option: 220V AC,60HZ ou 110V AC,60HZ
Dimensions	45x90x70 cm
Poids	55kg