



ES-OM

Moniteur d'oxygène



REA / SOINS INTENSIFS



ES-CA

Moniteur d'oxygène

Le ES-OM est un appareil applicable pour mesurer la concentration d'oxygène et le niveau de gaz dans divers endroits, même dans l'incubateur infantile. Taille compacte et facile à utiliser.



Caractéristiques techniques:

Cod. ES-OM



Plage de mesure	0-100% O2 dans l'air
Temps de réponse	T90 13 secondes en 25
Répétabilité	1%
Erreur de linéaire	3%
Température de fonctionnement	0-45°C
Affichage	STN LCD Bleu avec rétro-éclairage CCFL
Surface d'affichage	120 x 90 mm
Résolution	320 x 240 pixels
Vitesse d'écriture	25mm/sec
Alarmes	Visuel (cloche) et audio (bip)
Clavier	Touches d'opération à membrane plat tactile
Autonomie de la batterie	Plus de 24 heures
Batterie	3AA batterie alcaline ou batterie rechargeable NH
Dimensions	235 x 166 x 140mm



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

