



ES!5; ' A

Agitateur Numérique Magnétique



LABORATOIRE

ES-5; A

Agitateur Numérique Magnétique



Cod. **ES-AG3M**



- Agitateur magnétique numérique ergonomique et léger
- Réglage de la vitesse par boutons rotatif
- Structure en ABS et plaque avec Classe de protection IP42
- Dispositif fiable, silencieux et facile à utiliser
- Vitesse réglable jusqu'à 1500rpm
- Vitesse affichée sur l'écran numérique à LED
- Technologie de contrôle à microprocesseur

Caractéristiques techniques:

Dimension de la plaque de travail	Ø 135 mm
Matériau de la plaque de travail	Plastique
Type de moteur	Moteur DC
Puissance d'entrée du moteur	5 W
Puissance de sortie du moteur	3 W
Puissance	15 W
Alimentation	200–240 VAC
Fréquence	50/60 Hz
Positions d'agitation	1
Quantité d'agitation Max. (H ₂ O)	3 L
Barreau magnétique Max. (L x Ø)	50mm
Plage de vitesse	de 100 à 1500 rpm
Affichage de la vitesse	LED
Classe de protection selon le DIN EN60529	IP42
Dimensions	260x150x80 mm
Poids	1,8 Kg
Température ambiante	5 - 40°C
Humidité relative admissible	80%

Accessoires en Option:

Cod. ES-C10005	Barres magnétiques, 10x6mm, box of 5 pcs
Cod. ES-C10010	Barres magnétiques, 15x8mm, box of 5 pcs
Cod. ES-C10015	Barres magnétiques, 30x6mm, box of 5 pcs
Cod. ES-C10020	Barres magnétiques, 40x8mm, box of 5 pcs
Cod. ES-C10025	Barres magnétiques, 50x8mm, box of 5 pcs
Cod. ES-C10030	Protection en silicone



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

