

# ESF LARYNGOSCOPES

## MC INTOSH LARYNGOSCOPE

Standard illumination.

Manufactured from stainless steel AISI 304

## LARYNGOSCOPE MC INTOSH

Eclairage standard.

Fabrique en acier inoxydable AISI 304

CODE		
ESF8-1000	Adult handle	Manche adulte
ESF8-100007	Pediatric handle	Manche pédiatrique
ESF8-100012	Blade 0	Lame 0
ESF8-100013	Blade 1	Lame 1
ESF8-100014	Blade 2	Lame 2
ESF8-100015	Blade 3	Lame 3
ESF8-100016	Blade 4	Lame 4



ESF8-100017  
ESF8-100007



ESF8-100012



ESF8-100014



ESF8-100013



ESF8-100005



ESF8-100016

## MC INTOSH LARYNGOSCOPE FIBER OPTIC

Plastic case. Halogen illumination.

Manufactured from AISI 304 stainless steel matt type, halogen illumination 2,5 V.

The bulb is inside the handle in order to simplify the sterilization of the blades

## LARYNGOSCOPE MC INTOSH FIBRES OPTIQUES

Trousse plastique.

Fabrique en acier inox AISI 304 type mat.

Eclairage halogène de 2,5 V. Pile dans le manche a fin de rendre plus facile la stérilisation des lames

CODE		
ESF8-100034	Adult Handle	Manche Adulte
ESF8-100065	Pediatric Handle	Manche Enfant
ESF8-100028	Blade 0	Lame 0
ESF8-100029	Blade 1	Lame 1
ESF8-100030	Blade 2	Lame 2
ESF8-100031	Blade 3	Lame 3
ESF8-100032	Blade 4	Lame 4



ESF8-100034  
ESF8-100065



ESF8-100028



ESF8-100030



ESF8-100029



ESF8-100031



ESF8-100032

## MILLER LARYNGOSCOPE

Standard illumination.

Manufactured from stainless steel AISI 304.

Supplied in soft black pouch.

## LARYNGOSCOPE MILLER

Eclairage standard.

Fabrique en acier inoxydable AISI 304.

Livre dans étui noir souple

CODE		
ESF8-100017	Adult handle	Manche adulte
ESF8-100007	Pediatric handle	Manche pédiatrique
ESF8-100008	Blade 0	Lame 0
ESF8-100009	Blade 1	Lame 1
ESF8-100010	Blade 2	Lame 2
ESF8-100011	Blade 3	Lame 3



ESF8-100017  
ESF8-100007



ESF8-100008



ESF8-100010



ESF8-100009



ESF8-100011

CODE		
ESF8-100034	Adult Handle	Manche Adulte
ESF8-100065	Pediatric Handle	Manche Enfant
ESF8-100059	Blade 00	Lame 00
ESF8-100060	Blade 0	Lame 0
ESF8-100061	Blade 1	Lame 1
ESF8-100062	Blade 2	Lame 2
ESF8-100063	Blade 3	Lame 3

## MILLER LARYNGOSCOPE FIBER OPTIC

Plastic case. Halogen illumination.

Manufactured from AISI 304 stainless steel matt type, halogen illumination 2,5 V.

The bulb is inside the handle in order to simplify the sterilization of the blades.

## LARYNGOSCOPE MILLER FIBRE OPTIQUE

Trousse plastique. Fabrique en acier inox AISI 304 type mat. Eclairage halogène de 2,5 V.

Pile dans le manche a fin de rendre plus facile la stérilisation des lames.



ESF8-100034  
ESF8-100065



ESF8-100059



ESF8-100061



ESF8-100063



ESF8-100060



ESF8-100062



ESSE 3 Via Garibaldi 30  
14022Castelnuovo D.B. (AT)  
tel +39 011 99 27 706  
fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web : [www.4ci.com](http://www.4ci.com)

