



PRO-MAG ULTRA

Pistolet à Biopsie Automatique

- L'instrument à biopsie automatique PRO-MAG ULTRA est un instrument réutilisable qui utilise des aiguilles à usage unique pour récolter des prélèvements histologiques de qualité.

Caractéristiques et avantages:

- Il dispose d'une avance par "projection" de 25 mm.
- La gâchette est actionnée aisément de l'avant ou de l'arrière de l'instrument.
- Une sécurité s'active automatiquement lors de l'armement afin d'empêcher tout déclenchement accidentel.
- Récupération aisée de l'échantillon prélevé sans retirer l'aiguille de l'instrument.
- Pistolet stérilisable en autoclave et cycle prion (134 °C pendant 18 minutes).



Cod. **PRO-MAG ULTRA**



Aiguilles pour PRO-MAG ULTRA

- Spécialement conçues pour être utilisées avec le pistolet PRO-MAG ULTRA, ces aiguilles à biopsie au trocart de haute qualité donnent des informations histologiques pour le diagnostic et la caractérisation des lésions suspectes.

- Une encoche d'échantillonnage de 19 mm fournit une quantité de tissu suffisante pour le diagnostic clinique.
- Une embase de conception brevetée unique rend obsolètes les "espaceurs" d'aiguille.
- Des marques numérotées tous les centimètres facilitent un positionnement en profondeur précis.
- Chaque aiguille comprend une pointe échogène assurant la précision de la mise en place par échoguidage.
- Les embases sont à code-couleur pour faciliter la détermination du calibre.
- Toutes les aiguilles sont à usage unique

Aiguilles à biopsie pour PRO-MAG ULTRA



Aiguille introducteur coaxiale pour PRO-MAG ULTRA



Cod. PMUA1410	Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 14G (2,0mm) x 10cm (boite de 10)
Cod. PMUA1412	Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 14G (2,0mm) x 12cm (boite de 10)
Cod. PMUA1416	Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 14G (2,0mm) x 16cm (boite de 10)
Cod. PMUA1420	Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 14G (2,0mm) x 20cm (boite de 10)
Cod. PMUA1610	Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 16G (1,6mm) x 10cm (boite de 10)
Cod. PMUA1616	Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 16G (1,6mm) x 16cm (boite de 10)
Cod. PMUA1620	Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 16G (1,6mm) x 20cm (boite de 10)
Cod. PMUA1810	Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 18G (1,2mm) x 10cm (boite de 10)
Cod. PMUA1816	Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 18G (1,2mm) x 16cm (boite de 10)
Cod. PMUA1820	Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 18G (1,2mm) x 20cm (boite de 10)
Cod. PMUA1825	Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 18G (1,2mm) x 25cm (boite de 10)
Cod. PMUA1830	Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 18G (1,2mm) x 30cm (boite de 10)
Cod. PMUA2010	Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 20G (0,9mm) x 10cm (boite de 10)
Cod. PMUA2016	Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 20G (0,9mm) x 16cm (boite de 10)
Cod. PMUA2020	Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 20G (0,9mm) x 20cm (boite de 10)
Cod. PMUA113106	Aiguille introducteur co-axiale 13G (2,3mm) x 10,6cm (boite de 10) pour aiguilles PRO-MAG ULTRA
Cod. PMUA11346	Aiguille introducteur co-axiale 13G (2,3mm) x 4,6cm (boite de 10) pour aiguilles PRO-MAG ULTRA
Cod. PMUA115106	Aiguille introducteur co-axiale 15G (1,8mm) x 10,6cm (boite de 10) pour aiguilles PRO-MAG ULTRA
Cod. PMUA11546	Aiguille introducteur co-axiale 15G (1,8mm) x 4,6cm (boite de 10) pour aiguilles PRO-MAG ULTRA
Cod. PMUA117106	Aiguille introducteur co-axiale 17G (1,4mm) x 10,6cm (boite de 10) pour aiguilles PRO-MAG ULTRA
Cod. PMUA117146	Aiguille introducteur co-axiale 17G (1,4mm) x 14,6cm (boite de 10) pour aiguilles PRO-MAG ULTRA
Cod. PMUA11746	Aiguille introducteur co-axiale 17G (1,4mm) x 4,6cm (boite de 10) pour aiguilles PRO-MAG ULTRA
Cod. PMUA119109	Aiguille introducteur co-axiale 19G (1,0mm) x 10,9cm (boite de 10) pour aiguilles PRO-MAG ULTRA
Cod. PMUA11949	Aiguille introducteur co-axiale 19G (1,0mm) x 4,9cm (boite de 10) pour aiguilles PRO-MAG ULTRA



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

