



# **EXAMINATION COUCH** **DIVAN D'EXAMEN**

**WITH VARIABLE HEIGHT**  
**AVEC HAUTEUR VARIABLE**




CE



# EXAMINATION COUCH DIVAN D'EXAMEN

**WITH VARIABLE HEIGHT**  
**AVEC HAUTEUR VARIABLE**



ON REQUEST  
SUR DEMANDE



ON REQUEST  
SUR DEMANDE



## Cod. ES2-537/00



### EXAMINATION COUCH WITH VARIABLE HEIGHT

Adjustable head in any position.  
Top is upholstered and covered with washable plastic material. Frame made in sheet steel epoxy painted with adjustable feet.  
Variable height from 56 to 93 cm.

| Cod.        | Model                             |
|-------------|-----------------------------------|
| ESF2-537/00 | Variable height by electric motor |
| ESF2-537/10 | Variable height by hydraulic pump |



### DIVAN D'EXAMEN HAUTEUR VARIABLE

*Rèlevé buste réglables.  
Matelas rembourré avec revêtement lavable.  
Construction en acier emailé.  
Hauteur réglable de 56 à 93 cm.*

| Cod.        | Modèle                                  |
|-------------|---|
| ESF2-537/00 | Hauteur réglable avec moteur électrique |
| ESF2-537/10 | Hauteur variable par pompe hydraulique  |



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

