



LITS MEDICAUX



MOBILIER MEDICAL

LITS MEDICAUX

Cod. **ESB-56 Special**



Lit médical

- Revêtement époxy
- Sommier en treillis métallique
- Tête et pied de lit à barreaux verticaux
- Mobile sur 4 roues de Ø 50 mm dont 2 avec frein
- Dimension : 200x85x50 H cm

Cod. **ESB-57 Special**



Lit médical à 2 sections

- Revêtement époxy
- Sommier en treillis métallique
- Relève buste réglable à crémaillère
- Tête et pied de lit à panneaux laminés
- Mobile sur 4 roues de Ø 50 mm dont 2 avec frein
- Dimension : 200x85x50 H cm



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

