



# SLIT LAMP MICROSCOPE



**7cX"MN) ;**  
**SLIT LAMP**  
**MICROSCOPE**



Microscope Type	Parallel Stereoscope
Magnification	Five steps drum magnifications
Eye Piece	12.5X ( optional 25X )
Magnifications (Filed of View)	6 x (Ø 33 mm)    10x(Ø 22.5 mm)    16x (Ø 14 mm) 25x (Ø 8.8 mm)    40x(Ø 5.5 mm)
Adjustable Range of Pupil Distance(mm)	55 mm ~ 75 mm
Diopter Adjustment	-5D ~ +5D
Slit Width	0 mm ~ 14 mm adjustable
Slit Height	1 mm ~ 14mm adjustable
Slit Angle	0 ° ~ 180 ° adjustable
Slit Inclination	5°, 10°, 15°, 20°
Diameter of Light Spot	Ø 14mm, Ø 10mm, Ø 5 mm, Ø 2mm, Ø 1mm, Ø 0.2mm
Filter	Heat Absorption, Grey, Red free, Cobalt Blue
Illumination Bulb	12V / 30W Halogen Bulb
Power supply	AC220V±10%/60Hz±1Hz    AC110V±10%/50Hz±1Hz



**ESSE3** srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)





# MICROSCOPE LAMPE À FENTE



**Cod. YZ5G**  
**MICROSCOPE**  
**LAMPE A FENTE**



Type de Microscope	Stéréoscope Parallele
Grossissement Objectif	Grossissements du tambour à 5 phases
Oculaires	12.5X (25X optionnel)
Grossissements (Champ de vision)	6 x (Ø 33 mm)    10x(Ø 22.5 mm)    16x (Ø 14 mm) 25x (Ø 8.8 mm)    40x(Ø 5.5 mm)
Distance de travail (mm)	55 mm ~ 75 mm
Champ de réglage de la dioptrie	-5D ~ +5D
Largeur de la fente	0 mm ~ 14 mm réglable
Hauteur de la fente	1 mm ~ 14mm réglable
Angle de la fente	0 ° ~ 180 ° réglable
Inclinaison de la fente	5°, 10°, 15°, 20°
Diamètre du spot lumineux	Ø 14mm, Ø 10mm, Ø 5 mm, Ø 2mm, Ø 1mm, Ø 0.2mm
Filtre	Absorption de la chaleur, Gris, Rouge free, Bleu cobalt
Système d'illumination	12V / 30W Halogen Bulb
Alimentation	AC220V±10%/60Hz±1Hz    AC110V±10%/50Hz±1Hz



**ESSE3** srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

